

PRODUKTSPEZIFIKATION



PRODUKTSPEZIFIKATION

Produkt: SALVEQUICK EXTRA GROSSER

TEXTILWUNDSCHNELLVERBAND

(PFLASTER)

Referenznummer: 6470



1. Allgemeine Beschreibung

Textilwundschnellverband in zwei Größen, klein und groß, in einer Refill-Pappverpackung. Die Refill-Verpackung passt in den Cederroth (Salvequick) Spender für Wundschnellverband.

Der Wundschnellverband besteht aus einer Textil-Außenschicht mit einer ebenmäßigen Klebebeschichtung. Zentral auf dem Verband ist ein absorbierendes Kissen befestigt. Auf der Klebeschicht befindet sich eine abziehbare Folie, die aus zwei sich teilweise überlappenden Teilen besteht. Beim Herausnehmen des Wundschnellverbandes aus der Verpackung bleibt ein Teil der abziehbaren Kunststofffolie darin zurück. Eine Hälfte des Verbands kann nun mit nur einer Hand auf die Haut appliziert werden. Anschließend kann der andere Teil der abziehbaren Folie entfernt und der Wundschnellverband vollständig angebracht werden.

2. Verwendungszweck

Der Wundschnellverband dient als mechanische Barriere und zur Absorption von Exsudaten aus kleineren Wunden.

3. Technische Beschreibung

Produktabmessungen

Klein Wundschnellverband: 80x30 mm
Wundkissen: 24x30 mm

Groß Wundschnellverband: 80x60 mm
Wundkissen: 24x60 mm

Material

Außenschicht Elastisches, hautfarbenes Textilgewebe

Klebeschicht Hypoallergene Klebeschicht mit Schmelzklebestoffen Wundkissen Trockenes Nadelvlies mit einer Wundkontaktschicht

Aufzulegende Schicht Einseitig silikonisiertes abziehbares

Papier/Schicht

Verpackung Kaltsiegel-Verpackung ohne Aufdruck

6470 Issue 2.doc Page 1(2)



PRODUKTSPEZIFIKATION



4. Zusammensetzung

Refill

Ref #Produkt/MaterialM.45164700Kleiner Textilwundverschlussverband1445164701Großer Textilwundverschlussverband7

Abmessungen (L x B x H) mm: 30 x 87 x 100

Konsumentenverpackung

Anzahl Refills in der Konsumentenverpackung: 6

Abmessungen (L x B x H) mm: 100 x 150 x 90

Transportverpackung

Anzahl Konsumentenverpackungen in der Transportverpackung: 10

Abmessungen (L x B x H) mm: 520 x 160 x 190

Gewicht (kg): 2,44

5. Kennzeichnung

Produkt (Refill)

Cederroth-Adresse, Telefon- und

Faxnummer

Produktname, Referenznummer Chargennummer, Verfalldatum,

EAN-Code

Symbole: CE, DO NOT REUSE, LOT,

USE BY

Transportverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und

Faxnummer, Webadresse

Produktname, Referenznummer Chargennummer, Verfalldatum,

EAN-Code Menge Konsumentenverpackung

Cederroth-Adresse, Telefon- und Faxnummer, Web- und E-Mail-

Adresse

Produktname, Referenznummer

Chargennummer, Verfalldatum, EAN-

Code Menge

Symbole: CE, LOT, USE BY

6. Lagerbedingungen

Das Produkt sollte zum höchstmöglichen Schutz bis zur Verwendung in der

Originalverpackung gelagert werden.

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

7. Zubehör

Folgendes Zubehör kann mit dem Produkt verwendet werden: Ref #: 1907 Salveguick Pflasterspender

Genehmigt von: Teija Ålander Datum: 1.2,2008

Qualitätssicherungsmanagerin

6470 Issue 2.doc Page 2(2)